



Kezelési kézikönyv

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Kérjük, használat előtt olvassa el a következő tájékoztatót. Mivel elektromos eszközről van szó, bizonyos alapvető biztonsági előírásokat célszerű betartania.

Áramütés elleni védekezés

Mint bármely más elektromos berendezés esetén, előzze meg az áramütés veszélyét

- Ne dobja a töltőt és az adaptert vízbe vagy egyéb folyadékba!
- Ne tárolja úgy a töltőt és az adaptert, hogy az akár véletlenül is vízbe (pl. kádba, mosdóba) vagy más folyadékba essen! Ha ez mégis megtörténne, NE FOGJA MEG a töltőt! Mielőbb távolítsa el a falból a csatlakozót! Hagyja néhány napig száradni a töltőt és az adaptert, mielőtt újra használná őket!

Figyelem!

Az égési, áramütési és egyéb sérülések elkerülése érdekében:

Gyermekek és fogyatékkal élők csak felügyelet mellett használhatják a készüléket. Ha bármi akadálya van az eszköz rendeltetésszerű, biztonságos használatának, ne használja!

A készüléket csak az előírt célra használja. Ne kapcsoljon hozzá a gyártó által nem javasolt kiegészítőket!

Ne használja a fogkefe töltőjét, magát a készüléket, vagy a keferészt, ha azokon bármilyen sérülést vagy hiányosságot észlel! Ha a töltőkábel megsérülne, az adapterrel együtt cserélje ki!

Tartsa a vezetéket távol a forró felületektől! Soha ne használja az adaptert, ha a csatlakozója vagy a vezetéke sérült!

Ha a vezeték megsérül, azt biztonsági okokból csak a gyártó, szerződött szervíz, illetve egy minősített szakember cserélheti ki.

Húzza ki a töltő csatlakozóját a konnektorból, mielőtt megtisztítaná a készüléket! Tisztítás során soha ne mártsa vízbe a töltőt és az adaptert!

HASZNÁLATI TUDNIVALÓK

- Amennyiben a közelmúltban szájsebészeti kezelésben részesült, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával.
- Amennyiben a készülék használata során rendkívüli mértékű fogínyvérzést tapasztal, vagy a használat megkezdését követően egy hét múlva is kisebb vérzést észlel, forduljon fogorvosához!
- Amennyiben Ön szívritmusszabályzót vagy egyéb beültetett berendezést használ, konzultáljon orvosával a készülék használata előtt. A MEGASONEX® fogkefe a hivatalos tesztek alapján teljesíti az elektromágneses interferenciára vonatkozó biztonsági szabványelőírásokat
- Ne használja a kefefejét, ha az sérült, vagy ha a sörték elferdültek! A sérült szálak ilyenkor leválhatnak.
- Ez egy szájápolási célú fogtisztító eszköz. Ne használja más célokra!

- Az eszköz nem alkalmas olyan személyek általi használatra, akik fizikailag, mentálisan vagy az érzékszerveiket illetően sérültek vagy korlátozottak, hacsak nincs velük a biztonságukért és irányításukért felelős személy is. A készüléket klinikai körülmények között nem tesztelték terhes nőknél, cukorbetegyeknél és szájüregi daganatos betegséggel diagnosztizált személyeken. Ezért ők a készüléket ne használják!

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A MEGASONEX® fogkefét mindennapi fogápolásra terveztük. Használja tetszőleges fogkrémmel, ahogy azt egy bármilyen kézi vagy elektromos fogkefével tenné. Különösen alkalmas koronát, implantátumot, héjat, fogpótlást, fogtömést kapott páciensek esetében, és ajánlott a fogínygyulladás, a fogkőképződés esetére, melyek később különben fogínyvérzéshez, fogínysorvadáshoz, illetve szuvasodáshoz is vezethetnek. Fontos kiemelni, hogy a MEGASONEX® nem elektromágneses sugárzással működik, mint a mobiltelefonok vagy a fémdetektorok, hanem biztonságos terápiás ultrahanghullámokkal.

A készülék feltöltése

A MEGASONEX® fogkefe első használata előtt 18 órán át töltenie kell annak akkumulátorát. A túltöltés lehetetlen, ugyanis az elektronika teljes töltöttség esetén leállítja a folyamatot. Ekkor a készülék készenléti állapotba kapcsol, hogy ne fogyasszon feleslegesen áramot. A fogkefe ki- és visszahelyezése újraaktiválja a töltési folyamatot.

A feszültségátalakító és a töltőállomás összekapcsolása

A töltőállomáshoz csak egyféleképpen lehet illeszteni a tápvezetékét.

A fogkefe feltöltése

Dugja a vezetékét a töltőállomásba, az adaptert pedig egy alkalmas hálózati aljzatba. Amikor behelyezi a kefe nyelét a töltőállomás nyílásába, a töltést jelző lámpa piros fénye villogni kezd és a töltés megkezdődik. Amikor a készülék akkumulátora feltöltődött, a villogó piros fény folyamatosan égő fehérre vált. Egy teljes feltöltéssel a készülék nagyjából rendszeres használat mellett körülbelül 2 hétig használható.

Az adapter alkalmas a 110-240V és 50-60Hz-es hálózati feszültség fogadására, így külföldön is használhatja.

A töltőállomást praktikus tartóként is használhatja. Csak húzza ki belőle a tápvezetékét, és állítsa a készüléket a töltőtalpba.

Megjegyzés: az optimális töltőhatás érdekében ne állítsa a töltőállomást fém felületre.

A kefejek cseréje

A kefefej eltávolítása

Fogja stabilan a nyél középső részét. Fordítsa el a rögzítőgyűrűt az azon lévő nyíl irányába. Finom mozdulattal felfelé húzza le a kefét a nyélről.

A kefefej rögzítése

Fordítsa el a rajta lévő nyíl irányába a rögzítőgyűrűt. Csúsztassa a fej nyelét a készülék tetején lévő pálcára, addig, amíg annak alsó része el nem éri a rögzítőgyűrűt. Fordítsa vissza a rögzítőgyűrűt a nyíl által mutatott ellentétes irányba.

HOGYAN HASZNÁLJUK?

Az optimális teljesítmény érdekében a készülék akkumulátorát teljesen fel kell tölteni. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy maximalizálja a készüléke tisztítási hatékonyságát.

1. Nedvesítse be folyó vízben a kefe sörtéit. Nyomjon egy kevés fogkrémet a fejre. Képzeltben ossza fel a fogsorát hat külön szakaszra.
2. Érintse a fogkefe sörtéit az alsó fogsor egyik oldalának leghátsó fogához, közvetlenül a fogíny vonalában. Kapcsolja be a készüléket. Könnyedén, de stabilan fogja a készülék nyelét. Mozgassa apró körkörös mozgásokkal, hogy a fogkefe szálai és a folyadék bejussanak minden fog közé. Sorra haladva tisztogassa meg előbb a fogak külső, majd (örölőfog esetén) rágófelületét, végül a fogak nyelv felé eső oldalát. Minden fognál

néhány másodpercet töltsön, majd haladjon tovább a következő foghoz.

3. Harminc másodperc után lépjen a következő szakaszra. Folytassa a fenti műveletet, összesen három percig (az alsó és felső fogsor 3-3 szakaszán 30-30 másodpercet dolgozva, amíg alul és felül minden fogat meg nem tisztít. A munka javát a készülék fogja elvégezni. Nem szükséges sem erősen rányomni a keféet, sem erősen dörzsölni a fogakat. Próbáljon minél több folyadékot a kefe szálai között tartani. Ajánlott a fognyak körüli (ahol a fog az ínybe illeszkedik) szakaszra egy kis plusz időt szánni, itt szokott ugyanis a fogkőképződés megkezdődni. Szükség esetén kérje fogorvosa segítségét e területek azonosításában.

Fogfehérítés

Mivel a fogak porózus szerkezetűek, (anyagukban apró lyukak, repedések találhatóak), a dohányzás, feketetea- és kávé rendszeres fogyasztása, illetve az erősen színező ételek (pl egyes bogyófélék, bizonyos mustárok stb) elkerülhetetlenül el fogják színezni a fogakat. A MEGASONEX® fogkefe segít a legtöbb friss elszíneződés eltávolításában, amennyiben pedig a MEGASONEX NANO-HIDROXYAPATIT FEHÉRÍTŐ FOGKRÉM-mel használja, a fogzománccon lévő apró barázdák és üregek lassan feltöltődnek, így a fogak elszíneződéséért felelős anyagok többé nem juthatnak be. Különösen hatékonyan védi a fogorvosi eljárással fehérré varazsolt fogakat is. Ne feledje, egy szép, egészséges mosollyal bárhol sikert arat a világban.

Fogászati beavatkozások és a MEGASONEX®

A MEGASONEX® fogkefe használata tökéletesen biztonságos tömések, koronák, fogszabályzók, héjak és implantátumok viselése esetén is.

A kefejek cseréje és kiválasztása

Szinte minden fogorvos egyetért azzal, hogy a túl kemény fogkefesörték károsítják a fog zománcát és irritálják a fogínyet, ami akár annak sorvadásához is vezethet. Ezért ajánlják a lágy kefék használatát. Az ultrahang különösen kíméletes. Olyannyira, hogy közvetlen nem is érezni a beavatkozás hatását. Ám egy kemény sörtéjű kefe tönkretethetné ezen kíméletes beavatkozás finomságát. Ezért ajánlunk mindjárt kétféle kefejelet: egy közepes és egy lágy modellt.

A kefejeleket úgy terveztük meg, hogy használatától függően nagyjából három hónapig tartsák meg formájukat és hatékonyságukat. Ezt elősegítendő soha ne nyomja rá annyira a fogkeféet annyira a fogaira, hogy a sörték meghajoljanak. Engedje, hogy a Megacrystal végezze el a „piszkos munkát”. Ön csak a rezgőmozgással vagy finom kézmozdulatokkal távolítsa el a szennyeződést. Fogai zománca és a fogínye hálás lesz Önnek. Ráadásul így ritkábban kell cserélnie a kefejeleket is.

Sebességszabályozás

A MEGASONEX® készülék bekapcsolt állapotban mindig sugároz ultrahangot. (Ezt jelzi a nyélen, a bekapcsológomb fölött található kék fény). Ugyanakkor sokan szeretik, ha a tisztítási folyamat során határozottabb kefemozgást is éreznek. A MEGASONEX fogkefe ezért mindjárt három üzemmódot is kínál. A hagyományos kímélő üzemmódban a kefe percnként 18000-es, extra kímélő módban pedig percnkénti érezhető 9000 rezgőmozgást végez. A harmadik üzemmódban nincs külön kefemozgás, ilyenkor az ultrahang egyedül dolgozik. Ezt akkor használjuk, ha csak kézi tisztításra van szükségünk, az ultrahang támogatásával.

Amikor először bekapcsolja MEGASONEX® fogkeféjét az ON/OFF gomb megnyomásával, a készülékben lévő miniszámítógép alából a 18000-es rezgésszámú üzemmódot választja. Ha lassabb rezgésre váltana, előbb kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg a gombot kétszer egymás után, félmásodperces időközökkel. Ha a nulla érzékelhető rezgésű, csak ultrahangos üzemmódra váltana, előbb kapcsolja ki a keféet, majd nyomja meg félmásodpercenként háromszor az On/Off gombot. Az ultrahangüzemmódot jelző lámpa most is világítani fog, de a nyélen semmilyen rezgést nem fog tapasztalni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A MEGASONEX® fogkeféet nem szükséges karbantartani, ami azt jelenti, hogy nem kell olajozni, alkatrészeket cserélni benne, (kivéve persze a kefejelet). Ugyanakkor előfordulhat, hogy a készülék beszenyeződik. Ilyenkor javasoljuk, hogy távolítsa el a kefejelet, és a készülék burkolatát kímélő szappanos ruhával tisztogassa meg. A tisztítószermaradványokat egy másik, nedves ruhával törölje le. Ezt a műveletet legalább hetente végezze el.

Nem javasolt vízbe mártani a készüléket, még ha annak egyes alkatrészeit vízmentesen szigetelték is. A töltőállomást szintén érdemes rendszeresen áttörölgetni egy nedves ruhával. Semmiképp ne áztassa el vagy merítse vízbe a töltőállomást. Tisztítás után hagyja az egységet teljesen megszáradni.

Minden fogmosás után mossa le alaposan hideg vízben a kefefejét, ezt követően rázza le a rajta maradt vízcseppeket, és hagyja megszáradni a kefét és a nyelet. A penészgombák meleg, nedves környezetben szeretnek szaporodni. Ne adjon esélyt sem nekik.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

A fogkefe működési frekvenciái

- Ultrahang frekvencia:
 - 1,6 Megahertz
 - 192 millió mozdulat percenként
- Érezhető rezgésfrekvencia:
 - Körülbelül 150/75/0 Hertz
 - Körülbelül 18000/9000/0 rezgés percenként

Akkumulátor

- 4.8V NiMH (Nickel Metal Hydride) 4.8V-os nikkelmetálhidrid
- 250mA 250 mA

Adapter

- Modell: AP-1200420U02-F
- Elektromos adapter (fali csatlakozóval) bemenet
 - 100–240V AC 100-240V váltóáram
 - 50–60Hz
 - 200mA
- Kimeneti feszültség és áramerősség a töltőállomáshoz:
 - 12V egyenáram
 - 420mA

Töltőkészülék

- Modell:
 - M8 Base
- Bemenet:
 - 12V egyenáram
 - 420mA

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A készülék akkumulátorának kiválasztásakor különös figyelmet szenteltünk a környezetvédelem kérdésének. Mivel a csúcsmínőségű NiMH telepnek évekig fogja üzemeltetni a készüléket, nem volt értelme cserélhető egységeket beépíteni. A fogkefe végső elhasználódásakor a készülékkel együtt, az elektromos eszközök hulladékkezelésére vonatkozó előírásoknak megfelelően lehet azt megsemmisíteni. Az akkumulátor tehát nem cserélhető, mivel a készülék vízálló szigetelését amúgy is csak szervizkörülmények között lehetne lecserélni.

GARANCIA

Korlátozott jótállás

A Dakka Hungary Kft. a MEGASONEX termékek importőre a helyi előírásoknak megfelelően két év garanciát vállal a készülék beépített anyagaiért és működőképességéért. Azon ritka esetekben, ha az Ön készülék nem- vagy hibásan működne, kérjük, küldjön egy tájékoztatót, hogy egyeztethessünk a lakóhelyén elérhető szervizelés, vagy csere lépéseiről. Kérjük, emailje tárgyrovatába írja be: „MEGASONEX, Garanciális támogatás”

JOGORVOSLATI KORLÁTOZÁSOK

A Dakka Hungary kft, illetve annak szerződött partnerei, forgalmazói és értékesítői semmilyen módon nem felelősek a különös, véletlen vagy sorozatos károkért és az ezekre épülő jogi követelésekért, valamint a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért, amelyek a garanciafeltételek megsértéséből, hanyagságból vagy szándékos károkozásból erednek.

A MEGASONEX® a Goldspire Group több országban bejegyzett márkája.

ELÉRHETŐSÉGÜNK

Ha bármilyen kérdése lenne a MEGASONEX ultrahangos fogkefe készülékkel kapcsolatban, kérjük, írjon az admin@dakka.hu címre vagy jelezze a Dakka Hungary kft, 1044 Budapest Izzó u 15 számon.

ULTRAHANGOS NYELVTISZTÍTÓFEJ

Amióta megvásárolta MEGASONEX fogkeféjét, bizonyára felismerte az alapos fogtisztítás előnyeit. Ám azt tudta, hogy a nyelv megtisztítása ugyanolyan fontos? A szájüregben lévő kártékony baktériumoknak több mint a fele a nyelven helyezkedik el, úgyhogy mindegy, milyen alaposan tisztítottuk a fogunkat, azok újrafertőzéséhez elég lehet pár óvatlan nyelvmozdulat. A nyelvtisztítóval nem csupán egészségesen tartjuk a szánkat, de segítségével meg is szabadulhatunk az enyhe kényszagot árasztó baktériumok leheletrontó hatásától is.

A fentiek miatt ajánljuk szíves figyelmébe a gazdaságos árú kiegészítő fejet, amellyel ultrahangos fogkeféjét a világ első és egyetlen ultrahangos nyelvtisztítójává varázsolhatja, ami 1.6 MHz-es ultrahanghullámaival gyengéden varázsolja tisztává a nyelve felületét. Ehhez elég egyszerűen lecsatolni a fogkefe fejet, és felrakni a helyére a nyelvtisztítófejet... ilyen egyszerű.

MEGASONEX nyelvtisztító használata

Sebesség választás

A MEGASONEX ultrahangos nyelvtisztító háromféle módon használható:

1. Ultrahang és szónikus rezgés mód
1.6 MHz teljesítményű ultrahang
Szónikus rezgés: 18.000 vagy 9.000 fordulat/perc
2. Csak ultrahang mód
3. Csak manuális mód (ultrahang és szónikus rezgés nélkül)

Használat

Erősítse a nyelvtisztító fejet a MEGASONEX készülék nyelére.

Hasonlóan a fogkeféhez, válassza ki az optimális sebességet.

Helyezze a készüléket a nyelve jobb vagy bal oldalára, úgy, hogy az nagyjából a nyelve hosszának a háromnegyedét foglalja el, közel a torok hátsó részéhez. Gyengéd, de határozott mozdulatokkal kezdje el a nyelve hegye felé mozgatni, körülbelül 1-2 másodpercig. Ismétlje meg párszor, ügyelve közben a nyelvtisztító fej öblítésére. Ismétlje meg a műveletet a nyelve másik oldalán is.

A nyelv középső részének tisztításához forgassa el a készüléket 45 fokos szögben.

Ha kiterjedtebb tisztításra vágyik, forgassa el a készüléket 90 fokkal, így a nyelvtisztító nagyobb területet tud megtisztítani.

Ismétlje meg ezt a műveletet nyelve másik oldalán is.

Alaposan öblítse és törölje meg a nyelvtisztító fejet minden használat után. Szappan és víz használata elegendő, de ügyeljünk arra, hogy mindig szárazra töröljük a készüléket tisztítás után.

! Ügyeljen a nyelvtisztító fej rendszeres cseréjére (pár havonta, illetve amikor a fej szélei életlennek, elhasználnak látszanak).

! Ne nyomja erősen a nyelvtisztítót erősen a nyelvére, mert ez nem biztosítja a lepedék hatékonyabb eltávolítását. Ez káros tud lenni a nyelv felszínére, vérzést, illetve fertőzéseket okozhat. Kérjük, figyeljen arra, hogy gyengéd mozdulatokkal végezze a nyelvtisztítást.

Korlátozások

! Terhes nőknél, cukorbetegségeknél, pacemaker-rel rendelkezőknél a nyelvtisztító ultrahangos módban még nem került tesztelésre. Használat előtt kérjük, konzultáljon orvosával.

! A nyelvtisztító kiegészítő fej kizárólag MEGASONEX fogkefe nyéllel használható.

! Használat közben ügyeljen a nyelv leghátsó részének (circumvallate papillae) kihagyására. A nyelv e része összeköttetésben áll az emésztéssel, ezért törekedjen a terület óvatos tisztítására.

! A fogkeféhez hasonlóan, ne ossza meg a nyelvtisztító fejét mással a fertőzések elkerülése érdekében.

! Első használat előtt öblítse át a kiegészítő nyelvtisztító fejet szappanos vízzel. A dentálhigiénés kiegészítő eszközök gyártása tiszta, de nem teljesen steril körülmények között történik, ezért első használat előtt mindenképpen ajánlott a fej megtisztítása.

! Erős garatreflex esetén ügyeljen arra, hogy a tisztítást a nyelv első felénél kezdje, majd fokozatosan (hetek, hónapok alatt) haladjon a nyelv hátsó része felé.